

Chłodnica WCU 0.5KW A służy do chłodzenia ciekłych palników TIG. Sterowany i zasilany przez generator spawalniczy TIG 221 DC FV, jego działanie jest określane przez działanie na palnik. Jest on automatycznie aktywowany po rozpoczęciu spawania TIG.

Korek wlewu płynu.

2 wsporniki do mocowania generatora do jednostki chłodzącej.

Podłączenie do generatora poprzez 2 wstępnie okablowane przewody.

Szybkozłącza z zaworem zwrotnym zapobiegającym wypływowi cieczy podczas rozłączania.

	WCU 0.5KW A
Pojemność	1.5 l
Bezpiecznik	5 A
Maks. ciśnienie	0.33 MPa
Wydajność chłodzenia 1l/min (EN 60974-2)	500 W
Wymiary	47 x 23 x 16 cm
Waga (pusty zbiornik)	8 kg

Kompatybilność	PROTIG 221 DC FV TIG PRO 221 DC FV
----------------	---------------------------------------